

STD- TEST ELECTRONIQUE

1. Oter le cache noir du bas

2. Mettre l'interrupteur sur « marche »

3. **Ne faire tremper que la partie basse découverte par le cache noir.**
Agiter doucement le **STD-Test** dans l'eau

- 4- Lire la valeur affichée et la multiplier par 10 (si les chiffres affichés varient, au bout de 2 minutes, ils se stabiliseront).
La valeur obtenue correspond au taux de STD en mg/l en équivalent CaCO₃.

- 5- Mettre l'interrupteur sur « arrêt » et ranger l'appareil.

Limite de l'appareil : 0 à 9990 ppm