

Linguette di analisi **cloro/pH/TH/TAC/Bromo/Acido cianurico**

- Test da immergere per determinare in modo semplice e simultaneo gli elementi essenziali contenuti nell'acqua.

Metodo di utilizzazione :

- Immergere la linguetta di test nell'acqua per 5 secondi
- Agitarla leggermente
- Scuotere l'eccedenza d'acqua, aspettare per 15 secondi (attenzione ! tenere la linguetta in posizione orizzontale)
- Confrontare la colorazione delle zone di test con quella stampata sull'imballaggio entro 30 secondi

Conservazione:

Conservare in un luogo secco e fresco.
Chiudere bene il contenitore dopo l'uso.

Durata di conservazione dei reagenti : 3 anni

*Scatola da 50 linguette
Cartone da 12 scatole*

Informazioni tecniche fornite senza garanzia contrattuale

204185

Mareva - La Piscina Gioiosa